

# MANUAL DEL USUARIO DEL BUBLE PAD /COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERANTE

## 1. Introducción

Este manual de uso debería utilizarse para una configuración inicial del colchón y para futuras consultas. La gama de productos es la siguiente:

1.1 Bubble pad de 2.5" y 5" (6.35cm y 12.7cm respectivamente)

1.2 Colchón de presión alternante de 4", 5", 8" y 10" (10.16cm, 12.7cm, 20.32cm y 25.4cm respectivamente)

Estos productos se han diseñado para cuidados de larga duración, asistencia domiciliaria y hospitalaria. Ofrecen una operativa básica para el alivio de la presión.

## 2. Instalación

2.1 Coloque el colchón en la parte de arriba del colchón ya existente ó encima de la cama (nótese el piecero). Doble las solapas del sobrecolchón, si fuera necesario.

2.2 Coloque el compresor en el suelo ó encájelo a la barandilla del piecero con las agarradores.

2.3 Conecte los "quick connector" (o salida de aire) del colchón al compresor. Compruebe y asegúrese que están las salidas de aire no están escondidas ni enganchadas debajo del colchón.

2.4 Conecte el compresor a la corriente eléctrica adecuada y encienda el compresor.

**ADVERTENCIA:** cubrir el colchón con una sábana de algodón para evitar el contacto directo con la piel.

## 3. Emergencia

3.1 Si en caso de emergencia se necesitan CPR, tire de la CPR situado en la parte de cabeza del colchón para un desinflado rápido.

NOTA: Para reactivar el sistema, vuelva a conectar el CPR (los modelos de bubble pad y doble bubble pad no tienen CPR).

3.2 En caso de fallo de energía, desconecte los "quick conector" del compresor y conecte los dos juntos para mantener la presión de aire del colchón temporalmente. Asegúrese de volver a conectar los "quick connectors" al compresor cuando se restablezca la corriente eléctrica (unicamente disponible en modelos con conectores CPC).

## 4. Limpieza

Para una limpieza adecuada, por favor, contacte con su distribuidor. Límpielo con detergente suave con agua templada. La cubierta también debe ser limpiada con agua diluida en hipoclorito de sodio. Todas las partes deben ser secadas al aire minuciosamente antes de su uso.

ATENCIÓN: No utilizar productos basados en alcohol / componentes fenólicos.

ATENCIÓN: Dejar que el colchón se seque al aire después de su limpieza pero no exponerlo prolongadamente al sol directo.

## 5. Almacenamiento

5.1 Coloque el colchón en el suelo y desinfele el colchón

5.2 Enrollarlo desde el cabezal hacia el otro extremo del colchón.

## 6. Ambiente operativo y de almacenaje

Ambiente operativo	Temperatura	10°C to 40°C
	Humedad	10% RH to 90% RH
Ambiente de almacenaje	Temperatura	0°C to 50°C
	Humedad	10% RH to 90% RH

.....

EU Representative: APEX MEDICAL S.L.

Address : Alameda de Recalde 50, Despacho 304 48008 Bilbao,  
Vizcaya, SPAIN

Manufacturer: APEX MEDICAL CORP.